

非接触

同時
検温・消毒

検温精度
±0.2

ウィルスの不安から安心へ
Temperature gauge & disinfectant

自動検温&消毒器

- 1 瞬間同時検温・消毒
- 2 発熱アラーム(音・LED色)
- 3 自動高精度検温±0.2
- 4 自動センサー消毒液噴出
- 5 大容量タンク
- 6 残量確認窓
- 7 省エネ

A 高体温警報機能
音声とLED発光色で
白色→赤色

A 自動検温
高性能赤外線

B 検温距離
5cm~10cm

B 除菌液噴射
検温と同時に

残量確認窓

280mm

長時間使用可能
大容量タンク

145mm

119mm

133mm

本体構成



商品 TMD02 紹介

温度測定精度	精度±0.2℃ (34~45℃、使用前に30分間作業環境に置く必要があります。)	電源
警報方式	異常自動警報、ライト点滅+警告音	USBケーブル接続または 単3乾電池4本
測定距離	5cm~10cm自動測定	付属品
表示画面	ディスプレイデジタル表示	USBケーブル×1、USBアダプター、 壁掛け用ネジ×2
アラーム温度	調整可能	出液方式:ミスト
タンク容量	1000ml	商品のサイズ
設置方法	ベースブラケット、壁掛け、三脚	商品の重さ:702g+240g
動作温度	10℃~40℃(15℃~35℃推奨)	
測定範囲	0℃~50℃	
待機表示	非稼働5秒待機後に白い点が循環移動	

※注意 ①電源を接続後、測定温度安定まで最大30分待ってご使用下さい。太陽光やエアコンの風などが影響しない場所でご使用ください。
②除菌剤は、ジェルタイプではなく、液剤タイプを使用してください。

設置3タイプ

壁掛け カウンター 三脚



お問合せ ~お気軽にご相談ください



オーフレンズ株式会社

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-5-2、2階
TEL: 03-3526-2250
FAX: 03-3526-2674

非接触

同時
検温・消毒

検温精度
±0.2

ウィルスの不安から安心へ
Temperature gauge & disinfectant

自動検温&消毒器

- 1 瞬間同時検温・消毒
- 2 発熱アラーム(音・LED色)
- 3 自動高精度検温±0.2
- 4 自動センサー消毒液噴出
- 5 大容量タンク
- 6 残量確認窓
- 7 省エネ

A 高体温警報機能
音声と
LED発光色で
白色→赤色

A 自動検温
高性能赤外線

B 検温距離
5cm~10cm

B 除菌液噴射
検温と同時に

残量確認窓

長時間使用可能
大容量タンク

226.8mm

本体構成

130.5mm

226.8mm



Ziane-Ra ズィアネーラ

この小さな1粒が
ウイルス対策の
除菌・消臭の
大きな力に

水にポン! 手軽に新鮮

次亜塩素酸水生成タブレット

Ziane-Ra ズィアネーラ

99.9% 除菌
Tablet
タブレット

1箱 5錠(20L) 2,380円
3箱セット 6,990円
6箱セット 13,680円
12箱セット 26,760円

ウイルス対策
即効除菌
強力消臭
抗カビ効果
5錠入り

商品 TMD02 紹介

温度測定精度	精度±0.2℃ (34~45℃、使用前に30分間作業環境に置く必要があります。)	電源
警報方式	異常自動警報、ライト点滅+警告音	USBケーブル接続または 単3乾電池4本
測定距離	5cm~10cm自動測定	付属品
表示画面	ディスプレイデジタル表示	USBケーブル×1個、壁掛け用ネジ ×2個
アラーム温度	調整可能	出液方式:ミスト
タンク容量	1000ml	商品のサイズ
設置方法	ベースブラケット、壁掛け、三脚	130.5mm×141mm×280mm
動作温度	10℃~40℃(15℃~35℃推奨)	商品の重さ:702g+240g
測定範囲	0℃~50℃	
待機表示	非稼働5秒待機後に白い点が循環移動	

※注意 ①電源を接続後、測定温度安定まで最大30分待ってご使用下さい。太陽光やエアコンの風などが影響しない場所でご使用ください。
②除菌剤は、ジェルタイプではなく、液剤タイプを使用してください。

設置3タイプ

壁掛け カウンター 三脚



お問い合わせ ~お気軽にご相談ください
オーフレンズ株式会社

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-5-2、2階
TEL: 03-3526-2250
FAX: 03-3526-2674